



Al-Mustaqbal University
جامعة المستقبل
College of Agriculture Techniques
كلية التقنيات الزراعية



Department of medicinal plant technologies and natural product

قسم تقنيات النباتات الطبية و النواتج الطبيعية

المرحلة الأولى

الفصل الدراسي الثاني

((تشريح النبات العملي))

كلية التقنيات الزراعية

رقم المحاضرة: 4

اسم المحاضرة

إعداد الشرائح الزجاجية الدائمة

أستاذة المادة

م.م. هيمن وليد



Al-Mustaqbal University
جامعة المستقبل
College of Agriculture Techniques
كلية التقنيات الزراعية



إعداد الشرائح الزجاجية الدائمة

المقدمة

تُستخدم الشرائح الزجاجية الدائمة في الدراسات الميكروسكوبية طويلة الأمد ، حيث يتم تحضير العينة و تثبيتها بمواد حافظة تمنع تحللها أو تلفها ، مما يسمح بفحصها مرات عديدة دون أن تتغير خصائصها .
تُعد هذه الطريقة أساسية في مجالات تشريح الأنسجة النباتية ، حيث توفر عينات جاهزة للفحص في أي وقت.

أولاً : تعريف الشريحة الزجاجية الدائمة

هي عبارة عن شريحة تُعد من خلال تثبيت العينة و معالجتها بمواد كيميائية للحفاظ عليها لفترة طويلة ، ثم تغطيتها بوسط تثبيت شفاف وغطاء زجاجي لمنع التلف ، مما يسمح بفحصها تحت المجهر مراراً دون الحاجة إلى إعادة تحضيرها .

ثانياً : الأدوات و المواد اللازمة لإعداد الشريحة الزجاجية الدائمة

1. الأدوات الزجاجية و تشمل :

- * شريحة زجاجية : لوضع العينة .
- * غطاء شريحة زجاجي : لتغطية العينة و حمايتها .

2. الأدوات المساعدة

- * ملقط أو إبرة تشريحية : لنقل العينة بدقة .
- * ماصة أو قطارة : لإضافة المحاليل اللازمة .
- * فرشاة دقيقة : لنقل العينات الدقيقة مثل الأنسجة الرقيقة .



Al-Mustaqbal University
جامعة المستقبل
College of Agriculture Techniques
كلية التقنيات الزراعية



3. المواد الكيميائية المستخدمة

أ. المواد المثبتة وتشمل :

- * الفورمالين (10% - Formalin) : يُستخدم لتثبيت الأنسجة و منع تحللها .
- * الكحول الإيثيلي (70% - Ethanol أو 95%) : يُستخدم لتثبيت و حفظ العينات .
- * الجلوتارالدهيد (2% - Glutaraldehyde) : يُستخدم لتثبيت العينات للدراسات الميكروسكوبية المتقدمة .

ب. محاليل الصبغ

- * صبغة اليود : تُستخدم لتحديد النشا والهياكل الخلوية في الخلايا النباتية .
- * الهيماتوكسيلين و الإيوزين
- * الميثيلين الأزرق

ج. الوسط المثبت

- * بلسم كندا : مادة شفافة تُستخدم لتثبيت الغطاء الزجاجي و منع دخول الهواء .
- * DPX Medium : مادة تركيبية شفافة تُستخدم كبديل لبلسم كندا .
- * جليسرين - جيلاتين : يُستخدم لتثبيت بعض العينات الحساسة .

ثالثاً : خطوات إعداد الشريحة الزجاجية الدائمة

1. تحضير العينة

- * تُؤخذ العينة النباتية المطلوبة .
- * تُقَطَّع العينة إلى شرائح رقيقة جداً باستخدام مشرط أو جهاز الميكروتوم (Microtome) للحصول على مقاطع واضحة .



Al-Mustaqbal University
جامعة المستقبل
College of Agriculture Techniques
كلية التقنيات الزراعية



2. تثبيت العينة بالمحلول المثبت

- * تُوضع العينة في محلول الفورمالين أو الكحول لبضع دقائق أو لساعات و ذلك حسب نوعها .
- * تُغسل بالماء لإزالة بقايا المثبت .

3. صبغ العينة (عند الحاجة)

- * تُغمر العينة في محلول الصبغة المناسبة لفترة محددة (عدة دقائق إلى ساعات حسب نوعها) .
- * تُغسل العينة لإزالة الصبغة الزائدة ، ثم تُجفف بلطف .

4. إزالة الماء (Dehydration)

- * تُغمر العينة في محاليل كحولية متدرجة (50%، 70%، 95%) لإزالة الماء تمامًا .
- * تُستخدم مادة الزايلين (Xylene) في المراحل الأخيرة لضمان الجفاف الكامل .

5. وضع العينة على الشريحة الزجاجية

- * تُوضع العينة الجافة في منتصف الشريحة الزجاجية .
- * و تضاف لها قطرة من الوسط المثبت إما بلسم كندا أو DPX .

6. تغطية العينة بالغطاء الزجاجي

- * يُمسك الغطاء الزجاجي بحذر و يوضع بزاوية 45 درجة لتجنب فقاعات الهواء .
- * يُضغط عليه برفق لضمان توزيع الوسط المثبت بالتساوي .

7. تجفيف و تثبيت الشريحة

- * تُترك الشريحة في مكان جاف لمدة 24 ساعة حتى يتصلب الوسط المثبت تمامًا .
- * تُحزّن في علبة مخصصة لحمايتها من الغبار و الرطوبة .

رابعاً : مميزات و عيوب الشرائح الزجاجية الدائمة .

المميزات

- 1- تحافظ على العينة لفترات طويلة دون تلف .
- 2- توفر تفاصيل دقيقة عند الفحص المجهرى .
- 3- تُستخدم كمرجع للدراسات المستقبلية .
- 4- لا تحتاج إلى إعادة تحضير العينة في كل مرة .

العيوب

- 1- تتطلب وقتاً أطول للتحضير مقارنة بالشرائح المؤقتة .
- 2- تحتاج إلى مواد كيميائية و التي قد تكون سامة في حال لم يتم استخدامها بحذر .
- 3- تتطلب مهارة و دقة لتجنب تكوّن الفقاعات أو تلف العينة .

خامساً : التطبيقات العملية للشرائح الزجاجية الدائمة

- * التشريح المرضي : فحص عينات الأنسجة المصابة لتشخيص الأمراض .
- * علم النبات : تحليل الهياكل الخلوية للنباتات .

سادساً : إجراءات السلامة أثناء تحضير الشرائح الزجاجية الدائمة

- 1- ارتداء القفازات و النظارات الواقية عند التعامل مع المواد الكيميائية .
- 2- العمل في مكان جيد التهوية عند استخدام المواد المثبتة مثل الفورمالين .
- 3- تجنب ملامسة المواد الكيميائية للجلد و غسل اليدين جيداً بعد العمل .

تحضير الشرائح الزجاجية الدائمة

لتحضير شرائح زجاجية دائمة للعينات النباتية نتبع الخطوات التالية بعد الحصول على المقاطع بإحدى الطرق التي اشير اليها في تحضير الشرائح المؤقتة :

1. انقل المقاطع على حافة آلة القطع الى طبق بتري او وعاء كوبلن يحتوي على ماء مقطر ثم حضر شريحة مؤقتة لعدد منها كما سبق توضيح ذلك لانتقاء المقاطع الجيدة منها .
2. انقل المقاطع الجيدة الى طبق بتري او وعاء كوبلن آخر يحتوي كحول ايثيلي بتركيز 30 % و اتركها لمدة 15 دقيقة ثم الى كحول ايثيلي بتركيز 50 % و اتركها لمدة 15 دقيقة أيضا .
3. اصبغ المقاطع بإحدى الصبغات الأنفة الذكر حسب هدف تحضير الشرائح و تستعمل في تصبيغ المقاطع النباتية عادة صبغة السفرانين و الأخضر السريع .
* اصبغ أولا بصبغة السفرانين و اتركها في الصبغة لمدة (30 - 45) دقيقة ، ثم اغسل المقاطع ثلاث مرات باستعمال كحول ايثيلي بتركيز 50 % لإزالة الصبغة الزائدة .
4. انقل المقاطع بعد ذلك الى كحول بتركيز 70 % ثم كحول بتركيز 80 % ثم الى كحول بتركيز 95 % و اتركها في كل تركيز لمدة 15 دقيقة .
5. اصبغ المقاطع بصبغة الأخضر السريع و اتركها في الصبغة لمدة دقيقة واحدة .
6. انقل المقاطع ثلاث مرات في كحول ايثيلي مطلق لمدة دقيقة واحدة في كل مرة و ذلك لإزالة الصبغة الزائدة و مواصلة عملية سحب الماء من المقاطع .



Al-Mustaqbal University
جامعة المستقبل
College of Agriculture Techniques
كلية التقنيات الزراعية



7. انقل المقاطع بعد ذلك ثلاث مرات في زايلول مطلق و لمدة دقيقة واحدة في كل مرة و ذلك لاكمال عملية سحب الماء و توضيح الصبغتين في المقاطع .
8. ضع المقطع على الشريحة الزجاجية بواسطة الفرشاة ثم ضع قطرة او قطرتين من مادة التحميل (بلسم كندا) ثم غلفها بغطاء الشريحة .
9. اذا لوحظ تلون المقطع بلون حليبي او ضبابي بعد وضع غطاء الشريحة فيجب ارجاع المقطع الى المرحلة الأولى من الكحول المطلق لاتمام عملية سحب الماء و الاستمرار في الخطوات اللاحقة .
10. توضع بعد ذلك الشرائح على صفيحة ساخنة بدرجة 40 م° و لمدة 24 ساعة لاتمام عملية تجانس توزيع مادة كندا بلسم و التخلص من الفقاعات الهوائية ان وجدت .
11. يتم بعد ذلك تنظيف الشريحة من الكمية الزائدة من بلسم كندا باستعمال الزايلول و الفرشاة .
12. توضع علامة على الشريحة تتضمن كافة البيانات المطلوبة لتمييز تلك الشريحة .